

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/arkada-peseta-krzyzowa-lamana-p-19042.html>

Arkada Pęseta Krzyżowa Łamana



Cena	58,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AR 1230
Kod EAN	5906874149256
Producent	Arkada
Opis	Arkada Pęseta Krzyżowa Łamana

Opis produktu

Arkada Pęseta Krzyżowa Łamana

Wykorzystywana jest w podologii do aplikacji każdego rodzaju klamry metalowej. Jak sama nazwa wskazuje jej działanie jest odwrotne do klasycznej pęsety to znaczy że w stanie spoczynku jest zaciśnięta, a w momencie nacisku na jej ramiona, otwiera się. Stanowi to o największej wartości narzędzia ponieważ specjalista w trakcie pracy może skupić się na aplikacji klamry a nie na zaciskaniu narzędzia. Pęseta na końcach ma drobne ząbkowanie poprzeczne, które umożliwi precyzyjne chwytanie nawet najcieńszych – 2 mm drutów klamry. Specjalne wygięcie końcówki poprawia komfort pracy przy aplikacji drutu.

Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się do dezynfekcji w preparatach do tego przeznaczonych oraz do sterylizacji w autoklawie.



Pęseta podologiczna - zastosowanie:

- Usuwanie ciał obcych: Pęseta podologiczna może być używana do precyzyjnego usuwania ciał obcych, takich jak drzazgi, odłamki paznokci lub inne zanieczyszczenia, które mogą znajdować się pod skórą lub wokół paznokci.
- Pozycjonowanie i manipulacja: Podolog może wykorzystywać pęsetę podologiczną do pozycjonowania małych przedmiotów lub narzędzi podczas zabiegów, co ułatwia manipulację nimi w trudno dostępnych miejscach, na przykład podczas nakładania opatrunków lub wykonania precyzyjnych zabiegów.
- Przycinanie skórek: Pęseta podologiczna może być stosowana do przycinania nadmiaru skórek wokół paznokci. Dzięki

swojej precyzji i ostrości może pomóc w dokładnym wycięciu niewielkich fragmentów skóry, zapewniając estetyczny wygląd paznokci.

- **Usuwanie małych fragmentów martwego naskórka:** Podolog może wykorzystywać pęsetę podologiczną do delikatnego usuwania małych fragmentów martwego naskórka z powierzchni stóp lub paznokci, co może pomóc w poprawie wyglądu i zdrowia skóry.
- **Założenie opatrunków:** Podczas leczenia ran lub innych urazów skórnych, pęseta podologiczna może być używana do precyzyjnego założenia opatrunków lub innych materiałów medycznych, zapewniając higieniczne i skuteczne pokrycie obszarów problematycznych.
- **Usuwanie wrastających paznokci:** W niektórych przypadkach, gdy paznokieć jest wrastający, pęseta podologiczna może być wykorzystywana do delikatnego podniesienia i rozluźnienia skóry wokół paznokcia, co może pomóc w złagodzeniu dyskomfortu i zapobieganiu dalszym problemom.