

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/2-x-200szt-paski-do-kontroli-sterylizacji-parowej-klasa-iv-p-16887.html>

2 x 200szt Paski do kontroli sterylizacji parowej klasa IV



Cena	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AE025-006-03
Kod EAN	5903902452180
Producent	Allepaznokcie
Opis	2 x 200szt Paski do kontroli sterylizacji parowej klasa IV

Opis produktu

2 x 200szt Paski do kontroli sterylizacji parowej klasa IV

Paski stosuje się do monitorowania chemicznej sterylizacji parowej.
UWAGA! Nie należy używać do monitorowania biologicznej sterylizacji parowej.

- zgodny z ISO 11140-1 (Klasa IV)
- można nanosić na nich notatki jak datę, godzinę, numer itp.
- czas sterylizacji: 121°C - 15 min lub 134°C - 3 min

Sposób użycia:

- Wskaźnik należy umieścić wewnątrz sterylizowanego pakietu, w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej.
- Całość umieszczamy w autoklawie (sterylizatorze parowym) na odpowiedni czas i temperaturę.
- Po prawidłowo zakończonym procesie sterylizacji niebieski wskaźnik powinien zmienić kolor na czarny.

200 szt. pasków 20x140 mm lub 400 szt. pasków 20x70 mm (paski posiadają perforację na środku pomagającą w przedzieleniu paska na pół)