

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/activ-lampa-solux-na-statywie-1003-p-7147.html>



Activ Lampa Solux na statywie 1003

Cena	399,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AC 104634
Producent	Activ
Opis	Activ Lampa Solux na statywie 1003

Opis produktu

Lampa SOLLUX przeznaczona do wykonywania zabiegów ciepłoleczniczych i światłoleczniczych. Lampa emituje promieniowanie widzialne, podczerwone. Jest to promieniowanie krótkie, które wnika głęboko w tkanki. Przez szkło czerwone przenikają promienie świetlne czerwone i podczerwone. Lampa posiada możliwość regulacji natężenia światła.

Dane techniczne:
napięcie 230 V
częstotliwość wyj. 50/60 Hz
moc 275 W
strumień światła od 0-5180 lumenów
długość ramienia 100 cm
wysokość statywu 70 cm
średnica stojaka 5 ramiennego 60 cm

Leczenie światłem podczerwonym o skuteczny sposób leczenia zwyrodnień
Wpływ promieniowania podczerwonego, które emitowane jest z lampy Sollux polega na działaniu cieplnym na tkanki, powoduje ono przede wszystkim rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry co daje lepsze jej przekrwienie a tym samym szybsze usuwanie zbędnych produktów przemiany materii oraz poprawę jej odżywienia.

Leczenie światłem zmniejsza napięcie mięśni oraz ma działanie przeciwbólowe, co sprawia, że naświetlanie lampą Sollux jest niezwykle pomocne przy rehabilitacji; ułatwia aplikację masażu do głębiej położonych tkanek oraz wspomaga prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, głównie rozciągających.

Leczenie światłem korzystnie wpływa na pobudzenie receptorów ciepłych skóry. Zmiany te powodują uaktywnienie mechanizmów adaptacyjnych wyrażających się zwiększeniem liczby czerwonych krwinek i zagęszczeniem sieci naczyń włosowatych.

Wybrany obszar ciała należy naświetlać lampą ustawioną prostopadłe do niego.
Po zabiegu na skórze pojawia się odczyn cieplny. Jest on nieregularny, plamisty i zanika w niedługim, zależnym od dawki promieniowania, czasie po zabiegu.