

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/apis-aktywator-z-liofilizowanymi-malinami-30ml-raspberry-glow-p-18336.html>



Apis Aktywator z liofilizowanymi malinami 30ml Raspberry Glow

Cena	49,40 zł
Cena poprzednia	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AP0053-53395
Kod EAN	5901810003289
Producent	Apis Professional
Opis	Apis Aktywator z liofilizowanymi malinami 30ml Raspberry Glow

Opis produktu

Apis Aktywator z liofilizowanymi malinami 30ml Raspberry Glow

Skoncentrowany aktywator o wysokiej zawartości ultra nawilżającego kwasu hialuronowego, ekstraktu z liofilizowanych malin, oleju z pestek malin, komórek macierzystych z borówki brusznicy i innych substancji aktywnych. Działa antyoksydacyjnie, regeneruje i mocno nawilża wpływając bardzo korzystnie na poprawę stanu skóry.

Liofilizowane maliny oprócz wyjątkowego aromatu zachowują bardzo cenne właściwości odżywcze świeżych owoców. Zawierają m.in. kwas elagowy o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym.

Składniki aktywne:

- liofilizowane maliny - działają antyoksydacyjnie
- kwas hialuronowy - intensywnie nawilża
- kompleks Hydromanil™ - błyskawicznie i długotrwale nawilża
- skwalan - głęboko nawilża, dotlenia skórę, jest doskonałym antyoksydantem
- olej migdałowy - regeneruje barierę lipidową skóry, doskonale nawilża i zmiękcza naskórek, wzmacnia lipidową barierę ochronną skóry
- olej z pestek malin - opóźnia procesy starzenia się skóry, działa przeciwbakteryjnie
- komórki macierzyste z borówki brusznicy - działają przeciwstarzeniowo

Jak stosować?

Pamiętaj, że przed użyciem aktywatora Twoja skóra musi zostać odpowiednio przygotowana a preparat wstrząśnięty. Dokładnie oczyść skórę twarzy, szyi i dekolту, zaaplikuj tonik, następnie rozprowadź kilka kropli aktywatora. Poczekać chwilę aż się wchłonie. Nie zmywaj! Pamiętaj, aby nie dotykać pipetą skóry! Zastosuj teraz swój ulubiony krem lub serum. Używaj 1-2 razy dziennie.

Produkt możesz wprowadzić wykonując mezoterapię bezigłową lub mikroigłową, a także za pomocą ultradźwięków z wykorzystaniem np. Żelu do ultradźwięków.

