

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/apis-maska-zelowa-z-liofilizowanymi-malinami-200ml-raspberry-glow-p-18337.html>



Apis Maska żelowa z liofilizowanymi malinami 200ml Raspberry Glow

Cena	43,70 zł
Cena poprzednia	46,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AP0053-53415
Kod EAN	5901810003302
Producent	Apis Professional
Opis	Apis Maska żelowa z liofilizowanymi malinami 200ml Raspberry Glow

Opis produktu

Apis Maska żelowa z liofilizowanymi malinami 200ml Raspberry Glow

Malinowa maska żelowa oparta o ekstrakt z liofilizowanych malin, które są źródłem antyoksydantów, witamin, karotenu, związków mineralnych. W połączeniu z komórkami macierzystymi z borówki brusznicy, kwasem hialuronowym, ceramidami wykazuje silne właściwości ochronne komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi dzięki czemu efektywnie spowalnia proces starzenia się skóry. Nawilża, regeneruje, uelastycznia, odświeża koloryt skóry.

Składniki aktywne:

- liofilizowane maliny - działają antyoksydacyjnie
- d-panthenol - działa łagodząco na podrażnienia i zaczerwienioną skórę
- kompleks Hydromanil™ - błyskawicznie i długotrwale nawilża
- skwalan - głęboko nawilża, dotlenia skórę, jest doskonałym antyoksydantem
- olej z pestek malin - opóźnia procesy starzenia się skóry, chroni przed promieniowaniem słonecznym, działa przeciwbakteryjnie
- komórki macierzyste z borówki brusznicy - działają przeciwstarzeniowo
- ceramidy - mają działanie ujędrniające i odbudowujące

Jak stosować?

Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu rozprowadzić równomiernie warstwę maseczki omijając okolice oczu i ust. Pozostawić na 15-20 minut, po czym zmyć letnią wodą. Pamiętaj, aby po zmyciu wodą stonizować skórę. Teraz możesz zaaplikować swój ulubiony krem lub serum.

Produkt możesz wprowadzić wykonując za pomocą ultradźwięków lub fal radiowych z wykorzystaniem np. Żelu do ultradźwięków.

