

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/arkada-peseta-podologiczna-p-19062.html>

Arkada Pęseta podologiczna



Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AR 1280
Kod EAN	5906874149584
Producent	Arkada
Opis	Arkada Pęseta podologiczna

Opis produktu

Arkada Pęseta podologiczna

Niezwykła Pęseta Podologiczna marki AArkada to narzędzie, które powinno się znaleźć w każdym gabinecie podologicznym. Dzięki swojej budowie ostre, precyzyjne zakończenie idealnie sprawdzi się przy pracy w wale paznokciowym. Szpiczasta końcówka oraz ząbkowane ostrze umożliwiają precyzyjne chwytanie nawet najmniejszych elementów bez użycia siły. Narzędzie wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się do sterylizacji w autoklawie.

Długość 9 cm. Wielkość pęsety, daje możliwość użycia większej siły przy oczyszczaniu obszarów w wałach paznokciowych, jak i pod płytką paznokciową.



Pęseta podologiczna - zastosowanie:

- Usuwanie ciał obcych: Pęseta podologiczna może być używana do precyzyjnego usuwania ciał obcych, takich jak drzazgi, odłamki paznokci lub inne zanieczyszczenia, które mogą znajdować się pod skórą lub wokół paznokci.
- Pozycjonowanie i manipulacja: Podolog może wykorzystywać pęsetę podologiczną do pozycjonowania małych przedmiotów lub narzędzi podczas zabiegów, co ułatwia manipulację nimi w trudno dostępnych miejscach, na przykład podczas nakładania opatrunków lub wykonania precyzyjnych zabiegów.
- Przycinanie skórek: Pęseta podologiczna może być stosowana do przycinania nadmiaru skórek wokół paznokci. Dzięki

swojej precyzji i ostrości może pomóc w dokładnym wycięciu niewielkich fragmentów skóry, zapewniając estetyczny wygląd paznokci.

- **Usuwanie małych fragmentów martwego naskórka:** Podolog może wykorzystywać pęsetę podologiczną do delikatnego usuwania małych fragmentów martwego naskórka z powierzchni stóp lub paznokci, co może pomóc w poprawie wyglądu i zdrowia skóry.
- **Założenie opatrunków:** Podczas leczenia ran lub innych urazów skórnych, pęseta podologiczna może być używana do precyzyjnego założenia opatrunków lub innych materiałów medycznych, zapewniając higieniczne i skuteczne pokrycie obszarów problematycznych.
- **Usuwanie wrastających paznokci:** W niektórych przypadkach, gdy paznokieć jest wrastający, pęseta podologiczna może być wykorzystywana do delikatnego podniesienia i rozluźnienia skóry wokół paznokcia, co może pomóc w złagodzeniu dyskomfortu i zapobieganiu dalszym problemom.