

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/elan-supersonic-multivitor-10ml-p-19275.html>

Elan Supersonic Multivitor 10ml



Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EL 001-014
Kod EAN	8684159863246
Producent	Elan
Opis	Elan Supersonic Multivitor 10ml

Opis produktu

Elan Supersonic Multivitor 10ml

Multivitor to płyn do TRZECIEJ (końcowej) części zabiegu zagęszczania brwi i rzęs. Opatentowany składnik MULTIVIT SHUTTLE w połączeniu z roślinnymi składnikami soi i pszenicy oraz betainą, keratyną i polimerami ochronnymi zapewnia skuteczną regenerację włosów i ich naturalny poziom pH.



Sposób użycia (flexing BRWI):

- Przeanalizuj stan włosów brwiowych klientki
- Przygotowanie brwi do zabiegu wyginania
- Tworzenie kształtu brwi (Serum 1)
- Utrwalenie kierunku włosów brwi (Serum 2)
- Pielęgnacja brwi (Multivitor)

Sposób użycia (flexing RZĘS)

- Przeanalizuj stan włosów rzęs klientki.
- Przygotowanie rzęs do zabiegu flexingu
- Tworzenie podkręcenia rzęs (Serum 1)
- Utrwalenie kierunku włosów rzęs (Serum 2)
- Pielęgnacja rzęs (Multivitor)

Zalecenia pozabiegowe:

- Nie zaleca się wykonywania farbowania brwi henną i rozjaśniania brwi, ponieważ wynik może być wysoce nieprzewidywalny: struktura włosa może zostać uszkodzona (suche i matowe włoski), co może powodować łamliwość i

wypadanie włosów.

- Zdecydowanie zaleca się unikanie sauny, solarium i wszelkich mechanicznych uszkodzeń utworzonego kształtu brwi lub podkręcenia rzęs (spanie twarzą w dół na poduszce), ograniczenie kontaktu brwi i rzęs z wodą, a także nie szczotkowanie brwi i rzęs przez 24 godziny po zabiegu zginania.
- Zdecydowanie zaleca się unikanie stosowania agresywnych produktów kosmetycznych i poddawania się agresywnym zabiegom kosmetycznym (peelingi, peelingi twarzy, płyny na bazie alkoholu, zabiegi laserowe) przez 48 godzin po zabiegu wyginania brwi lub rzęs.