

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/podoland-klamra-korygujaca-unibrace-p-18590.html>

Podoland Klamra korygująca Unibrace



Cena	798,00 zł
Cena poprzednia	840,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PD 12001
Kod EAN	5908287192294
Producent	Podoland
Opis	Podoland Klamra korygująca Unibrace

Opis produktu

Podoland Klamra korygująca Unibrace

Klamra korygująca UniBrace to nowatorskie narzędzie podologiczne, które ułatwia walkę z wrastającymi i wkręcającymi paznokciami.

Daje ona możliwość samodzielnego stworzenia klamry perfekcyjnie dopasowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. Dzieje się tak m.in. za sprawą niezwyklej elastyczności narzędzia. Dodatkowym atutem jest sposobność wykonania klamry działającej dwiema lub trzema siłami (siła dźwigni, siła sprężystości oraz siła rotacyjna). Istnieje także wiele możliwości aplikacji klamer stworzonych w UniBrace. Ramię klamry może być zamocowane przy pomocy kompozytu stomatologicznego, haczyka albo obu elementów.

UniBrace z pewnością stanie się jednym z najważniejszych wynalazków podologicznych. Do zestawu został dołączony pendrive, na którym znajdują Państwo szczegółowe instrukcje. Polecamy również skorzystanie z kursów organizowanych w centrum Podoland.



Zdolność klamry do działania nawet trzema siłami nie jest jedyną zaletą klamer korygujących UniBrace. Dlaczego jeszcze warto stosować omawiane produkty? Do ich największych korzyści możemy zaliczyć między innymi:

- bezproblemową aplikację klamry zarówno na płytce paznokcia, jak i pod nią,
- wysoki komfort pacjenta,
- estetyczny wygląd zaaplikowanej klamry,
- znaczną wytrzymałość narzędzia bez dodatkowych kosztów eksploatacji,
- ekonomię pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że Klienci wraz z zestawem narzędzi otrzymują specjalne materiały szkoleniowe, dzięki którym można nauczyć się między innymi prawidłowej aplikacji klamer. Jeśli zatem są Państwo zainteresowani ich zakupem, zachęcamy do kontaktu.

Trwała aplikacja klamer UniBrace

Wiele osób decyduje się na aplikację pacjentom klamer UniBrace ze względu na ich trwałość. W odróżnieniu od najtańszych odpowiedników, których jakość często pozostawia wiele do życzenia, nie dochodzi do ich samoczynnego odpadania. Jest to niezwykle istotne, ponieważ do minimum ograniczona zostaje konieczność wizyt u specjalisty. Prawidłowe założenie narzędzia sprawia zatem, że pacjent będzie musiał zjawić się u podologa jedynie po to, aby zdjąć szynę. Całkowicie zbędne stają się zatem spotkania kontrolne czy wizyty mające na celu poprawę aplikacji klamry. Warto również wspomnieć, że produkt UniBrace umożliwia stworzenie klamry o dowolnym kształcie, więc posiada on zdolność do dopasowania się nawet do silnie zdegradowanego paznokcia.

[Zaloguj się i poznaj ceny gabinetowe produktów marki Podoland.](#)