

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/podoland-zestaw-frezow-mani-pedi-by-daniel-abratkiewicz-p-18602.html>

Podoland Zestaw frezów Mani & Pedi by Daniel Abratkiewicz



Cena	236,55 zł
Cena poprzednia	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PD 14003
Kod EAN	5904323376192
Producent	Podoland
Opis	Podoland Zestaw frezów Mani & Pedi by Daniel Abratkiewicz

Opis produktu

Podoland Zestaw frezów Mani & Pedi by Daniel Abratkiewicz

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się jakiego konkretnie frezu użyć, gdy przychodziła do Was klientka lub klient ze zmienionym chorobowo paznokciem – tym razem nie będziecie musieli! Zakładając, że dokładnie wiemy jak pomóc klientowi i postanawiamy zająć się jego problemem, właśnie ten zestaw stworzony z myślą o Was, Stylistkach i Podologach, pomoże Wam uporać się z wszelakimi przeciwnościami. Tutaj będziecie mieli podane wszystko jak na tacy!

Co konkretnie zawiera zestaw?

- Innowacyjny frez4w1, Stal nierdzewna, nacięcia, nasyp diamentowy, pasek czerwony i niebieski, rozmiar 5mm.

Zastosowanie: opracowanie rekonstrukcji, skrócenie paznokci, opracowanie zmian chorobowych, opracowanie skórek.

- Frez diamentowy w kształcie wąskiego stożka, stal nierdzewna, nasyp diamentowy, nanopowłoka zabezpieczająca - czarna, zaokrąglony wierzchołek, pasek niebieski, rozmiar 1,2 mm.

Zastosowanie: opracowanie i oczyszczenie obszarów wałów paznokciowych, oczyszczenie przestrzeni i zrogowaceń pod płytką paznokcia, wyrównanie krawędzi płytki.

- Frez diamentowy w kształcie szpica/igły, wykonany ze stali nierdzewnej z nasypem diamentowym. Pokryty nanopowłoką zabezpieczającą – czarną, oznaczony niebieskim paskiem. Jego rozmiar to 1,8 mm.

Zastosowanie: precyzyjne oczyszczanie płytki w części proksymalnej (macierzy), oczyszczanie wałów paznokciowych.

- Frez kulka z węgla spiekane z nanopowłoką zabezpieczającą – czarną. Ma ostre nacięcia, oznaczony niebieskim paskiem. Frez w rozmiarze 1,2 mm.

Zastosowanie: precyzyjne oczyszczanie trudno dostępnych obszarów płytki ze zmianami chorobowymi, ewakuacja wydzieliny zablokowanej pod płytką.

- Frez diamentowy w kształcie kulki wykonany ze stali nierdzewnej z nasypem diamentowym. Dodatkowo posiada

nanopowłokę zabezpieczającą – czarną. Oznaczony paskiem w kolorze niebieskim. Jego rozmiar to 1,8 mm.
Zastosowanie: oczyszczanie wałów paznokciowych i trudno dostępnych obszarów płytki ze zmianami chorobowymi.



Zaloguj się i poznaj ceny gabinetowe produktów marki Podoland.