

Link do produktu: <https://www.maxel-cosmetics.pl/victoria-vynn-soft-gel-tips-long-stiletto-dlugi-sztylet-p-17112.html>

Victoria Vynn Soft Gel Tips Long Stiletto - Długi Sztylet



Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VV 40-331643
Kod EAN	5902533316434
Producent	Victoria Vynn
Opis	Victoria Vynn Soft Gel Tips Long Stiletto - Długi Sztylet

Opis produktu

Victoria Vynn Soft Gel Tips Long Stiletto - Długi Sztylet

Szybka, innowacyjna metoda przedłużania paznokci salonowych z zastosowaniem wstępnie ukształtowanych, lekko satynowych tipsów akrylowych. Charakteryzuje się niezwykle łatwą aplikacją oraz naturalnym wyglądem przedłużonych paznokci.

Długi Sztylet - Long Stiletto

- Wstępnie ukształtowane, lekko satynowe tipsy akrylowe.
- Charakteryzują się niezwykle łatwą aplikacją oraz naturalnym wyglądem przedłużonych paznokci.
- Opakowanie zawiera rozmiary od 0 do 9.
- Tipsy zapakowane są w dedykowany kartonik.



Charakterystyka tipsów do metody Soft Gel Tips:

- Wstępnie ukształtowane tipsy o różnych kształtach i rozmiarach
- Elastyczne tworzywo akrylowe
- Cieńszy i bardziej elastyczny w okolicach wałów paznokciowych
- Idealnie wyprowadzone krawędzie boczne
- Naturalny apeks
- Twardszy i grubszy na wolnym brzegu
- Łatwa i szybka metoda
- Trwały i odporny na uszkodzenia

Przeciwwskazania:

- Zżywanie silnych antybiotyków oraz leków hormonalnych (mają wpływ na przyczepność do płytki paznokcia)
- Uszkodzenia płytki paznokcia (np. płytka przepiłowana, urazy, uszkodzenia mechaniczne, krwiaki)
- Choroby paznokci i wałów okołopaznokciowych
- Onychofagia - gryzienie paznokci - na tle nerwowym/ nerwica - gryzienie tipsów
- Wypukła, pałeczkowata płytka paznokcia
- Płytką paznokcia mocno rosnąca w dół
- Bardzo szeroka płytka paznokcia (brak odpowiedniego rozmiaru tipsa)

Jak aplikować system Soft Gel Tips?

Zacznij od przygotowania naturalnej płytki.

1. Przygotuj płytkę paznokcia: nadaj kształt, lekko zmatuj, oczyść.
2. Odsączonym pędzelkiem, omijając skórki, zaaplikuj na paznokcie PREP TIPS. Pozostaw do całkowitego odparowania, ok. 30 s.

3. Przygotowaną i odtłuszczoną płytkę paznokcia pokryj cienką warstwą preparatu PRIMER TIPS. Odczekaj ok. 30 s.

Dobierz i przygotuj odpowiednio tipsy.

4. Wybierz kształt i dopasuj odpowiedni rozmiar SOFT GEL TIPS do naturalnej płytki tak, aby idealnie zakrywał całą powierzchnię, również boki naturalnego paznokcia.

5. Preparatem PREP TIPS odtłuść również spód wszystkich dopasowanych tipsów. Pozostaw do całkowitego odparowania, ok. 30 s

6. Na spodzie odtłuszczonej powierzchni każdego tipsa rozprowadź PRIMER TIPS i odczekaj ok. 30 s.

Aplikuj.

7. Zaaplikuj cienką warstwę GEL TIPS na naturalną płytkę i na spód dopasowanego tipsa. ** Nie utwardzaj.

8. Przyłóż tips do płytki paznokcia w okolicy wału okołopaznokciowego i dociśnij go w kierunku wolnego brzegu, aby usunąć powietrze.

9. Wstępnie utwardź pod lampką Led 3 W przez 10 s, dociskając cały czas tips do płytki paznokcia.

10. Utwardź wszystkie 5 paznokci w lampie UV/LED 48 W, 60 s.

11. Przetrzyj tips z nadmiaru produktu na wierzchu i spodzie płynem na bazie alkoholu.

12. Skoryguj kształt wolnego brzegu tipsów.

13. Opracuj tipsy pilnikiem lub frezarką przy wałach okołopaznokciowych.

14. Zmatuj bufferem całą powierzchnię tipsów, oczyść z pyłu.

15. Nałóż 2 cienkie warstwy dowolnego lakieru hybrydowego, utwardź każdą z nich. ***

16. Zaaplikuj TOP TIPS no wipe, utwardź 60 s.

Jak usunąć stylizację?

Stylizację można usunąć za pomocą frezarki, pilnika lub acetonu.

- W przypadku problematycznej płytki zastosuj Primer kwasowy.
- Rekomendujemy zastosowanie żelu Gel Tips na obie powierzchnie, ale można aplikować go tylko na paznokcie lub spód tipsa.
- Jeśli wybierzesz długi kształt tipsa, wzmocnij go produktem do nadbudowy (dowolny system żelowy Victoria Vynn).